



# GANTS NEOPRENE POUR ISOLATEURS

## DEFINITION

Gant de protection pour isolateur en néoprène, non tachant, contre les risques chimiques.

Ces gants sont nettoyés et départiculés en ISO 5 afin de pouvoir les gants avec une sécurité optimale.

Le gant Néoprène stérile a été conçu spécifiquement pour s'adapter plus facilement en permettant une interchangeabilité sans rupture d'étanchéité.

Ce principe apporte une évolution nécessaire à un meilleur fonctionnement en isolateur stérile:

Le délai de péremption de ce gant Néoprène stocké dans son emballage d'origine est de 2 ans

## RECOMMANDATIONS

Nous vous recommandons de stocker ce produit dans un endroit sec, à l'écart des installations électriques, à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 25°.

A chaque utilisation, l'opérateur contrôlera l'intégrité du gant.

Les gants seront portés sur des mains sèches et propres, les ongles courts et les bijoux sont à éviter.

Ce gant ne contient pas d'allergène connu.

Afin d'éviter tout risque de contamination mano-porté, nous vous recommandons de mettre une paire de gants « de chirurgiens ».

### REFERENCE

VIC-G-NEO

### MATIERE

Néoprène

### COULEUR

Noir

### TAILLE

6, 7, 8 ou 9

### EPAISSEUR

4/10 mm  $\pm$  1/10 mm

5/10 mm  $\pm$  1/10 mm

### MODELE

Ambidextre



sieve  
france

5 Rue Charles Gounod  
69100 LYON / VILLEURBANNE  
Tél : +33 (0)4 78 68 61 61  
Fax : +33 (0)4 78 68 57 02  
@ : [siegesocial@sieve-france.com](mailto:siegesocial@sieve-france.com)  
[www.sieve-france.com](http://www.sieve-france.com)